

A **Vizol S HYDRO LIPID BALANCE szemcsepp** a könnyfilm lipidrétegének hiánya miatt kialakuló és a vizes réteg túlzott elpárolgásához vezető **közepesen súlyos- vagy súlyos szemszárazság tüneteinek enyhítésére szolgáló készítmény.**

ÖSSZETÉTEL

A Vizol S HYDRO LIPID BALANCE egy olyan steril emulziós szemcsepp, amely 0,15% nátrium-hialuronát, 0,25% ricinus olaj, tokoferolol (TPGS E-vitamin), glicerín, poliszorbát 80, makrogol-glicerín-hidroxisztearát, trometamol, sósav, dinátrium-edetát, nátrium-klorid, tisztított víz tartalmú.

A ricinusolaj, a TPGS E-vitamin és a makrogol-glicerín-hidroxisztearát hosszú láncú triglicerid (LCT) komplexet alkot.

**TARTÓSÍTÓSZER-MENTES.
FOSZFÁT-MENTES.**

ALKALMAZÁS CÉLJA

A **Vizol S HYDRO LIPID BALANCE** szemcsepp a közepesen súlyos- vagy súlyos szemszárazság tüneteinek enyhítésére szolgáló készítmény. Helyreállítja, stabilizálja a könnyfilmet és optimalizálja a szemfelszín hidratáltságát.

A szemszárazságot akár a könnytermelés elégtelen vizes- vagy lipidkomponense váltja ki, az a szem kiszáradt felületén kellemetlen tüneteket okoz, amelyek megfelelő kezelés nélkül idővel csak súlyosbodnak. A szemszárazság megnyilvánulhat homok- vagy idegentest érzésében a szemben, irritációban, égő érzésben, viszketésben, túlzott könnyezésben és a szem vörösségében.

A szemszárazság összefügg az öregedési folyamattal, bizonyos gyógyszerek szedésével, hormonális változásokkal, a szem megerőltetésével [kontaktlencse viselése], a különféle környezeti hatásokkal [száraz levegő, szél, légkondicionálás], valamint a modern életmód számos kockázatával, mint például a hosszan tartó képernyő nézés [számítógépek, mobiltelefonok, tévék], ami miatt jelentősen csökken a percnkénti pislogások száma, és ezáltal az optimális könnyelválasztás.

A Vizol S HYDRO LIPID BALANCE emulzió **LCT komplex** (ricinusolajból, E-vitaminból és felületaktív anyagokból álló) nanocseppeket tartalmaz, **hogy helyreállítsa és védje a könnyek lipidrétegét, amely természetes gátat képez a nedvesség elpárolgása ellen.**

Továbbá a Vizol S HYDRO LIPID BALANCE szemcseppekben található nátrium-hialuronát hatékonyan **hidratálja a szemet** és azonnal enyhíti a szemszárazság tüneteit.

Alkalmas minden szemszárazság típusra.

FIGYELMEZTETÉSEK

Ne alkalmazza a Vizol S HYDRO LIPID BALANCE szemcseppet:

- a termék bármely összetevőjével szembeni túlérzékenység (allergia) esetén.

Ha allergiás reakciót észlel, azonnal hagyja abba a készítmény használatát és forduljon orvoshoz!

Egyéb megjegyzések:

- Ne használja a készítményt, ha észreveszi, hogy a szemcsepp flakonya vagy applikátora sérült.
- A biztonságos alkalmazás és higiénia érdekében a flakont csak egyetlen személy használja!
- A Vizol S HYDRO LIPID BALANCE szemcsepp és más szemcseppek vagy helyileg alkalmazott szemkenőcsök között kölcsönhatás nem ismert. Ha más szemkészítményt is alkalmaz, a Vizol S HYDRO LIPID BALANCE szemcsepp használata előtt konzultáljon orvosával.

A Vizol S HYDRO LIPID BALANCE szemcsepp felnőtteknek szánt készítmény.

Gyermekgyógyászati alkalmazás esetén konzultáljon egészségügyi szakemberrel, mielőtt használná a szemcseppeket, hogy megbizonyosodjon arról alkalmasak-e gyermeke számára.

Megjegyzés:

A termék a látás pillanatnyi elhomályosulását okozhatja. Ilyen esetben javasolt, hogy tartózkodjon a járművezetéstől vagy gépek működtetésétől mindaddig, amíg látása ismét kitisztul.

A KÉSZÍTMÉNY BIZTONSÁGOSSÁGA

A Vizol S HYDRO LIPID BALANCE szemcsepp **tartósítószer** és **foszfátot nem tartalmaz**, így csökken az irritáció és a szemfelszín károsodásának esélye.

A cseppentő technológia tartalmaz egy szűrőt, amely megakadályozza az oldat szennyeződését a felbontást követően és a felnyitás után 6 hónapig megőrzi a tartalom sterilizálását, ezáltal biztonságossá teszi a készítmény alkalmazását.

A készítményt általában jól tolerálják a betegek. Ha mégis mellékhatást tapasztalna, forduljon orvosához vagy gyógyszerészehez!

ADAGOLÁS

A Vizol S HYDRO LIPID BALANCE szemcseppet mindig pontosan a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően alkalmazza. Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

Ha az orvos másként nem rendeli, cseppentsen 1-2 cseppet a szemébe, naponta többször, szükség szerint. Pislogjon többször, ezáltal biztosítva az oldat egyenletes eloszlását a szem felületén.

Kérülje el, hogy a cseppentő hegye érintkezzen a szem felületével vagy bármely más felülettel!


Első használat előtt aktiválja az adagoló tartályt. Távolítsa el a védőkupakot a tartályról, fordítsa fejjel lefelé a tartályt, és **nyomja meg többször a pumpát, míg meg nem jelenik az első csepp.**

Információk kontaktlencsét viselők számára


A terméket kontaktlencse-viselők is alkalmazhatják.

Az alkalmazás módja


1. Mosson kezet alaposan.
2. Távolítsa el a védőkupakot a tartályról (1. kép).
3. Fogja meg a tartályt a 2. képen látható módon.
4. Fordítsa fejjel lefelé a tartályt és aktiválja a pumpát az első csepp megjelenéséig (3. kép).
5. Hajtsa hátra a fejét, óvatosan csepegtessen 1 cseppet a szemébe (4. kép).
6. Helyezze vissza a védőkupakot a tartályra.




1. Távolítsa el a kupakot a pumpáról.



2. A 2. ábrán látható kétféle fogás közül az egyiket választva fogja kezébe a pumpát.



3. Fordítsa fejjel lefelé a tartályt, és nyomással aktiválja a pumpát, míg meg nem jelenik az első csepp.



4. Tartsa fejjel lefelé a tartályt, majd a pumpát megnyomva csepegtesse az előírt számú cseppet a szembe.

GYÁRTÓ

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d. Svilno 20, 51000 Rijeka, Horvátország

LEJÁRATI IDŐ

A csomagoláson feltüntetve.

Felnyitás után 6 hónapig használható fel.

Ne alkalmazza a készítményt a lejáratí időn túl!

TÁROLÁS

Legfeljebb 30 °C hőmérsékleten az eredeti csomagolásban.

A csomagoláson feltüntetett szimbólumok magyarázata

SZIMBÓLUM	MAGYARÁZAT
	Olvassa el a használati útmutatót!
	Orvostechnikai eszköz
	Gyártó
	Lejáratí idő
	Gyártási szám
	Steril, aszeptikus gyártási technológiával készült
	Tárolás legfeljebb 30 °C hőmérsékleten
	Egyetlen személy többszöri felhasználására
	Ne használjon sérült vagy szivárgó termékeket!
	Figyelem! Olvassa el a használati útmutató „Figyelmeztetések” fejezetét!
	CE jelölés

Vizi S HYDRO LIPID BALANCE

A dobozon található további szimbólumok:



Nedvesítés és védelem közepesen súlyos- vagy súlyos szemszárazság esetén



A könnyfilm lipid- és vizes rétegének feltöltése és stabilizálása



A könnyek lipidrétegének helyreállítása, amely természetes gátat jelent a nedvesség elpárolgása ellen



Felnyitás után 6 hónapig használható fel